

Mab Lapin Anti-Hla-Dr Humain/Singe Pour Fc - P01903

Numéro d'article: CM0011462



Introduction

Ac anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre HLA-DRA (chaîne alpha du MHC II DR) pour la cytométrie en flux des cellules immunitaires humaines et du singe cynomolgus. Idéal pour l'immunophénotypage et la recherche sur les réponses immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-HLA-DR Humain/Singe
Remarques/Alias	HLA-DRA1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3122
GeneID	3122
Immunogène	Protéine recombinante de HLA-DRA humain.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P01903
Poids de la protéine	29kDa
Expédition	Sac de glace