

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hla-Dr Humain/Singe Pour Cytométrie En Flux - P01903

Numéro d'article: CM0010751



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ABflo 594 ciblant la chaîne alpha HLA-DR humaine et du macaque cynomolgus, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour les études sur la présentation antigénique du CMH II et les réponses immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-HLA-DR humain/singe
Remarques/Alias	HLA-DRA1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3122
GeneID	3122
Immunogène	Protéine recombinante HLA-DRA humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux
Réactivité croisée	Humain, macaque cynomolgus
SWISS	P01903
Poids moléculaire	29 kDa
Expédition	Sac réfrigérant