

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hla-Dr Humain/Singe Pour Cytométrie En Flux - P01903

Numéro d'article: CM0012592



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à dirigé contre la chaîne alpha HLA-DR humaine/de singe. Validé pour la cytométrie en flux ; idéal pour l'étude de la présentation des antigènes du CMH de classe II en recherche immunologique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-HLA-DR humain/singe
Remarques/Alias	HLA-DRA1
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	3122
ID du gène	3122
Immunogène	Protéine recombinante HLA-DRA humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, macaque cynomolgus
SWISS	P01903
Poids de la protéine	29 kDa
Expédition	Sac réfrigérant