


Lapin Anti-Humain/Singe IgD Anticorps Monoclonal Pour Fc - P01880

Numéro d'article: CM0005628



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-humain/singe IgD conjugué à l'pour cytométrie en flux (FC). Validé sur humain et rhesus. Convient à l'immunophénotypage des cellules B et à l'étude des réponses immunitaires médiées par l'IgD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain/Singe IgD mAb
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3495
GeneID	3495
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 99-384 de l'IgD humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Rhesus
SWISS	P01880
Poids moléculaire	42kDa
Expédition	Sac de glace