

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-IgD Humain/Singe Pour Cytométrie En Flux - P01880

Numéro d'article: CM0012776



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-IgD humain/singe validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît la région constante de l'IgD humaine et du cynomolgus. Idéal pour les études sur les récepteurs des lymphocytes B et la recherche sur l'immunité humorale. 47 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-IgD humain/singe
Remarques/Alias	IGHD
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3495
GeneID	3495
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 99-384 de l'IgD humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P01880
Poids de la protéine	47kDa
Expédition	Sac isotherme