

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-IgD Humaine/De Singe Pour Cytométrie En Flux - P01880

Numéro d'article: CM0009656



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-IgD humaine/de singe pour cytométrie en flux. Reconnaît l'IgD humaine et cynomolgus. Convient aux études des récepteurs des lymphocytes B, à la recherche sur les immunoglobulines et aux applications en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac anti-IgD humaine/de singe de lapin
Remarques/Alias	IGHD
Espèce	Humaine
ID du gène	3495
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 99 à 384 de l'IgD humaine.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Humaine, cynomolgus
SWISS	P01880
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace