


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-IgD Humain/Singe Pour Cytométrie En Flux - P01880

Numéro d'article: CM0006250



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant la chaîne lourde constante delta des immunoglobulines (IgD) humaine/singe pour cytométrie en flux. Validé pour des échantillons humains et de macaque rhésus, avec un poids protéique de 42 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-IgD humain/singe mAb
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3495
GeneID	3495
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 99-384 de l'IgD humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Rhésus
SWISS	P01880
Poids de la protéine	42kDa
Expédition	Sac de glace