

Lapin Anti-Humain/Singe Igg Mab - Aaq57561.1

Numéro d'article: CM0008768

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant la chaîne lourde des IgG humaines et de singe. Conçu pour les applications de cytométrie en flux intracellulaire (FC intra). Présente une réactivité croisée avec les IgG humaines et de singe cynomolgus.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Lapin anti-Humain/Singe IgG mAb
Espèce	Singe
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 98-322 de l'IgG de singe (AAQ57561.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
Expédition	Sac de glace