

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Igm Humaine/De Singe - P01871-1

Numéro d'article: CM0007850

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant la région constante de la chaîne lourde de l'IgM humaine/de singe (P01871-1). Validé pour l'IF/ICC et la cytométrie en flux. Idéal pour la recherche sur les cellules B et les immunoglobulines dans le développement d'essais diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-IgM humaine/de singe
Remarques/Alias	IGHM ; AGM1 ; MU ; VH ; région constante mu de la chaîne lourde d'immunoglobuline
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	3507
GeneID	3507
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 218-453 de l'IgM humaine (P01871)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Humaine, macaque cynomolgus
SWISS	P01871-1
Poids de la protéine	49 kDa
Expédition	Sac de glace