

Lapin Anti-Humain/Singe Igm Mab - P01871-1

Numéro d'article: CM0004538

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin conjugué à l'ciblant la région constante de la chaîne lourde de l'IgM humaine et du cynomolgus. Convient pour les applications d'immunofluorescence (IF/ICC, IF-P) et de cytométrie en flux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain/Singe IgM mAb
Remarques/Alias	IGHM; AGM1; MU; VH; immunoglobuline chaîne lourde constante mu
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3507
ID de gène	3507
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 218-453 de l'IgM humaine (P01871)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, IF-P, FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P01871-1
Poids moléculaire	49kDa/51kDa
Expédition	Sac de glace