


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Igm Humain/Singe Pour Fc - P01871

Numéro d'article: CM0009051



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l', spécifique de la région constante de l'IgM humaine, validé pour la cytométrie en flux (FC). Réagit de manière croisée avec le singe cynomolgus, idéal pour l'immunophénotypage des cellules B et les études sur l'immunité humorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-IgM Humain/Singe mAb
Remarques/Alias	MU; VH; AGM1
Espèce	Humain
ID de gène	3507
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 218-453 de l'IgM humaine (P01871)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P01871
Poids moléculaire	49 kDa
Expédition	Sac de glace