


Lapin Anti-Humain/Singe Igm Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - P01871

Numéro d'article: CM0012281



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'ciblant la région constante de la chaîne lourde IgM humaine/singe (P01871), conçu pour la cytométrie en flux. Idéal pour la recherche sur les cellules B et l'immunité humorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain/Singe IgM mAb
Remarques/Alias	MU; VH; AGM1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3507
GeneID	3507
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 218-453 de l'IgM humaine (P01871).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Macaque crabier
SWISS	P01871
Poids de la protéine	49kDa
Expédition	Sac de glace