

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-IgM Humain/Singe Pour If/Icc Et Fc - P01871-1

Numéro d'article: CM0011097

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute pureté dirigé contre l'IgM humaine/cynomolgus, conjugué à I', validé pour l'immunofluorescence et la cytométrie en flux. Cible la région constante de l'IgM sécrétée (SWISS : P01871-1). Idéal pour la recherche sur l'immunité humorale et le développement de tests de diagnostic in vitro (DIV).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-IgM Humain/Singe
Remarques/Alias	IGHM; AGM1; MU; VH; immunoglobuline lourde constante mu
Espèce	Humain
GeneID	3507
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 218-453 de l'IgM humaine (P01871)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P01871-1
Poids moléculaire	49kDa
Expédition	Sac de glace