


Lapin Anti-Humain/Singe Ki67 Mab - P46013

Numéro d'article: CM0012228



Introduction

Anticorps monoclonal Lapin anti-Humain/Singe Ki67 conçu pour la cytométrie en flux intracellulaire. Cible le marqueur de prolifération Ki67 humain ; réagit de manière croisée avec le cynomolgus. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et l'oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain/Singe Ki67 mAb
Remarques/Alias	KIA; MIB-; MIB-1; PPP1R105
Espèce	Humain
GeneID	4288
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 2271-2370 du Ki67 humain (NP_002408.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P46013
Poids moléculaire	319kDa/359kDa
Expédition	Sac de glace