

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ki67 Humain/Singe Pour Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - P46013

Numéro d'article: CM0010317



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le Ki67 humain et singe (P46013). Conçu pour la cytométrie en flux intracellulaire, il permet la détection directe des cellules prolifératives dans des applications de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM lapin anti-Homme/Singe Ki67
Remarques/Alias	KIA ; MIB- ; MIB-1 ; PPP1R105
Espèce	Homme
Identifiant génique (Homme)	4288
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 2271 et 2370 du Ki67 humain (NP_002408.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (intracellulaire) (CF (intra))
Réactivité croisée	Homme, Cynomolgus
SWISS	P46013
Poids protéique	319 kDa / 359 kDa
Expédition	Sac de glace