

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ki67 Humain/Singe Pour Cytométrie En Flux - P46013

Numéro d'article: CM0011365



Introduction

Anticorps monoclonal conjugué à un fluorophore dirigé contre le Ki67 humain, validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Réagit également avec le singe cynomolgus. Convient aux études de prolifération et du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Ki67 humain/singe
Remarques/Synonymes	KIA ; MIB- ; MIB-1 ; PPP1R105
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	4288
ID du gène	4288
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 2271 et 2370 du Ki67 humain (NP_002408.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain, cynomolgus
SWISS	P46013
Poids de la protéine	319 kDa/359 kDa
Expédition	Sac réfrigérant