

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ki67 Humain/Singe Pour La Cytométrie En Flux Intracellulaire - P46013

Numéro d'article: CM0011146



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' reconnaissant le Ki67 humain et de singe, validé pour la cytométrie en flux intracellulaire afin de mesurer la prolifération cellulaire dans les études du cycle cellulaire et du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-Ki67 humain/singe
Remarques/Alias	KIA; MIB-; MIB-1; PPP1R105
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	4288
ID du gène	4288
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 2271 et 2370 du Ki67 humain (NP_002408.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain, macaque crabier
SWISS	P46013
Poids moléculaire	319 kDa/359 kDa
Expédition	Pack de glace