

Lapin Anti-Humain/Singe Ki67 Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux Intracellulaire - P46013

Numéro d'article: CM0004283

Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'ciblant Ki67, un marqueur de prolifération. Validé pour la cytométrie en flux intracellulaire sur des échantillons humains et de cynomolgus. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain/Singe Ki67 mAb
Remarques/Alias	KIA; MIB-; MIB-1; PPP1R105
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4288
GeneID	4288
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 2271-2370 du Ki67 humain (NP_002408.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P46013
Poids de la protéine	319kDa/359kDa
Expédition	Sac de glace