

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd276/B7-H3 Humain/Souris Pour Cytométrie En Flux - Q5Zpr3-2

Numéro d'article: CM0011499

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD276 (B7-H3) humain/souris conjugué à , validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît l'isoforme 2 de la molécule costimulatrice immunitaire ; poids moléculaire prédit d'environ 34 kDa, observé à 33/52/57 kDa. Réagit avec les antigènes humains et murins.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-CD276/B7-H3 humain/souris
Remarques/Alias	CD276 ; 4lg-B7-H3 ; B7-H3 ; B7H3 ; B7RP-2 ; antigène CD276
Espèce	Humain
GeneID (humain)	80381
GeneID	80381
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-245 de CD276/B7-H3 humain (NP_079516.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	Q5ZPR3-2
Poids de la protéine	33 kDa/52 kDa/57 kDa
Expédition	Pack de glace