

Abflo 647 Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd276/B7-H3 Humain/Souris Pour Cytométrie En Flux - Q5Zpr3-2

Numéro d'article: CM0011368

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant CD276 (B7-H3), conjugué à ABflo 647, validé pour la cytométrie en flux sur des échantillons humains et murins. Basé sur un immunogène recombinant. UniProt Q5ZPR3-2. Idéal pour la recherche en immuno-oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-CD276/B7-H3 humain/souris
Remarques/Alias	B7H3 ; B7-H3 ; B7RP-2 ; 4Ig-B7-H3
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	80381
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29 à 245 de CD276 humain (NP_079516.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	Q5ZPR3-2
Poids de la protéine	33 kDa/52 kDa/57 kDa
Expédition	Sac de glace