

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain/Souris Cd276/B7-H3 Conjugué Pour Cytométrie En Flux - Q5Zpr3-2

Numéro d'article: CM0008351

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant CD276/B7-H3 (SWISS : Q5ZPR3-2). Convient pour la cytométrie en flux avec réactivité croisée pour l'humain et la souris. Idéal pour les études sur les points de contrôle immunitaires et l'analyse du microenvironnement tumoral.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain/Souris CD276/B7-H3 mAb
Remarques/Alias	CD276 ; 4Ig-B7-H3 ; B7-H3 ; B7H3 ; B7RP-2 ; antigène CD276
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	80381
GeneID	80381
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-245 du CD276/B7-H3 humain (NP_079516.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q5ZPR3-2
Poids Protéique	33kDa/52kDa/57kDa
Expédition	Sac de glace