

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain/Souris Cd276/B7-H3 Conjugué Pour La Cytométrie En Flux - Q5Zpr3-2

Numéro d'article: CM0008003

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le CD276/B7-H3 humain/souris, une molécule de costimulation. Validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît l'isoforme 2 (Q5ZPR3-2). Convient pour la recherche sur les points de contrôle immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Humain/Souris CD276/B7-H3 conjugué
Remarques/Alias	B7H3 ; B7-H3 ; B7RP-2 ; 4Ig-B7-H3
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	80381
Identifiant du gène	80381
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-245 du CD276/B7-H3 humain (NP_079516.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q5ZPR3-2
Poids moléculaire de la protéine	33 kDa / 52 kDa / 57 kDa
Expédition	Sac de glace