

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain/Souris Cd351/Fcamr - Q8Wwv6

Numéro d'article: CM0008189

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin à haute affinité contre CD351/FCAMR, conjugué à . Validé pour la cytométrie en flux avec des échantillons humains et murins. Idéal pour étudier les réponses immunitaires médiées par les récepteurs IgA/IgM.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Humain/Souris CD351/FCAMR
Remarques/Alias	CD351 ; FCA/MR ; FKSG87 ; Fcalpha/muR
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	83953
GeneID	83953
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 17-450 du CD351/FCAMR humain (Q8WWV6-1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8WWV6
Poids moléculaire de la protéine	57 kDa
Expédition	Sac de glace