

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Homme/Souris Foxp3 Pour Cytométrie En Flux Intracellulaire (Fc Intra) - Q9Bzs1

Numéro d'article: CM0010070



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-Homme/Souris FOXP3 pour cytométrie en flux intracellulaire (FC intra). Réaction croisée avec FOXP3 humain et murin. Adapté à la recherche sur les Treg.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM lapin anti-Homme/Souris FOXP3
Remarques / Alias	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER
Espèce	Homme/Souris
GeneID (humain)	50943
GeneID	50943
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de FOXP3 humain/murin (NP_054728.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Homme, Souris
SWISS	Q9BZS1
Poids de la protéine	47 kDa/43 kDa/50 kDa/44 kDa
Expédition	Sac de glace