

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Homme/Souris Contre L'intégrine Alpha 5 (Itga5/Cd49E) Pour Cytométrie En Flux - P08648

Numéro d'article: CM0004140



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'indirect dirigé contre l'intégrine alpha-5 humaine/souris (ITGA5, CD49e), validé pour la cytométrie en flux. Il agit comme récepteur de la fibronectine impliqué dans l'adhésion cellulaire. Adapté à la recherche en DIV et au développement de tests de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM lapin anti-Homme/Souris contre l'intégrine alpha 5 (ITGA5/CD49e)
Remarques/Alias	FNRA ; CD49e ; VLA-5 ; VLA5A
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	3678
ID du gène	3678
Immunogène	Protéine recombinante de l'alpha 5 humaine/souris (ITGA5/CD49e)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P08648
Poids de la protéine	115 kDa
Expédition	Sachet de glace