

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Homme/Souris Pdgfra (Cd140A) Pour Cf - P16234

Numéro d'article: CM0011547



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le domaine extracellulaire de PDGFR α (CD140a) humain et de souris. Validé pour la cytométrie en flux (CF). Réagit avec l'homme et la souris. Idéal pour la recherche en cancérologie et biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-Homme/Souris PDGFR α /CD140a
Remarques/Alias	PDGFRA; CD140A; PDGFR-2; PDGFR2; GAS9; RHEPDGFRA; récepteur alpha du facteur de croissance dérivé des plaquettes
Espèce	Homme
GeneID (humain)	5156
GeneID	5156
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-524 de PDGFR α humain (NP_006197.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Homme, Souris
SWISS	P16234
Poids de la protéine	24kDa/82kDa/122kDa
Expédition	Sac de glace