

Anticorps Monoclonal Rabbit Anti-Homme/Souris Pdgfra/Cd140A Pour Fc - P16234

Numéro d'article: CM0010095



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre PDGFR α /CD140a humain/souris, validé pour la cytométrie en flux. Adapté à l'étude de la signalisation PDGF dans le développement, la cicatrisation et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Rabbit anti-Homme/Souris PDGFR α /CD140a
Remarques/Alias	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2
Espèce	Homme
Identifiant du gène (Homme)	5156
Identifiant du gène	5156
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-524 de PDGFR α humain (NP_006197.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Homme, Souris
SWISS	P16234
Poids de la protéine	24kDa/82kDa/123kDa
Expédition	Sac isotherme