

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain/Souris/Singe Foxp3 Pour La Cytométrie En Flux - Q9Bzs1

Numéro d'article: CM0009820



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué contre FOXP3, validé pour la cytométrie en flux intracellulaire chez l'humain, la souris et le cynomolgus. Idéal pour l'identification des Treg et les études de fonction immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM Lapin anti-Humain/Souris/Singe FOXP3
Remarques/Alias	JM2 ; AIID ; IPEX ; PIDX ; XPID ; DIETER
Espèce	Humain
GeneID	50943
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de FOXP3 humain (NP_054728.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain, Souris, Cynomolgus
SWISS	Q9BZS1
Poids protéique	47 kDa
Expédition	Sac de glace