

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain/Souris/Singe Foxp3 Conjugué Pour Cytométrie En Flux Intracellulaire - Q9Bzs1

Numéro d'article: CM0010523



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l', spécifique du FOXP3 humain, de souris et de cynomolgus, validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Idéal pour la recherche sur les Treg et les études sur l'homéostasie immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain/Souris/Singe FOXP3 mAb
Remarques/Alias	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	50943
GeneID	50943
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du FOXP3 humain (NP_054728.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain, Souris, Cynomolgus
SWISS	Q9BZS1
Poids de la protéine	47kDa
Expédition	Sac de glace