

Lapin Anticorps Polyclonal Anti-Ing3 Pour Wb Et Elisa - Q9Nxr8

Numéro d'article: CM0024792



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre l'ING3 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Détecte l'ING3, une sous-unité du complexe NuA4, soutenant la recherche sur la chromatine et la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ING3 Lapin pAb
Remarques/Alias	Eaf4; ING2; MEAF4; p47ING3; ING3
Espèce	Humain
GeneID	54556
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-92 de l'ING3 humain (NP_938008.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NXR8
Poids moléculaire	47kDa
Expédition	Sac de glace