


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Mégaline/Lrp2 Pour If-P Et Fc (Intra) - P98164

Numéro d'article: CM0009403



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la Mégaline/LRP2 humaine. Validé pour l'immunofluorescence sur coupes paraffinées (IF-P) et la cytométrie en flux intracellulaire (FC). Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour les études d'endocytose, de réabsorption rénale et de neurodéveloppement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Mégaline/LRP2 humaine
Remarques/Alias	LRP2, DBS, GP330, Protéine 2 apparentée au récepteur des LDL
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	4036
GenelD	4036
Immunogène	Protéine de fusion recombinante correspondant aux acides aminés 4446-4655 de la Mégaline/LRP2 humaine (NP_004516.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF-P, FC (intra)
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P98164
Poids moléculaire protéique	521 kDa
Expédition	Sac de glace