

Anticorps Monoclonal (Acm) Ige De Lapin Anti-Singe Ige

Numéro d'article: CM0005502

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'IgE du singe cynomolgue, produit à partir d'un immunogène protéine de fusion recombinante. Adapté pour des applications de cytométrie en flux dans des contextes de diagnostic et de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM IgE de lapin anti-singe
Remarques / Alias	IgE; IGHE
Espèce	Singe cynomolgue
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 99 à 429 de l'IgE de singe (EHH62331.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Cynomolgue
Expédition	Sac de glace