

Lapin Anti-Souris Cd10 Mab Pour Fc - Q61391

Numéro d'article: CM0007975



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l' dirigé contre le CD10 de souris (neprilysine) pour cytométrie en flux. Immunogène recombinant, validé sur souris. Outil clé pour la recherche sur les neuropeptides et le système cardiovasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Souris CD10 mAb
Remarques/Alias	Mme
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	4311
GeneID	17380
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 52-750 du CD10 de souris (NP_032630.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q61391
Poids moléculaire	86kDa
Expédition	Sac de glace