

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd10 (Mme) Conjugué Pour La Cytométrie En Flux - Q61391

Numéro d'article: CM0004322



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué dirigé contre le CD10 de souris (néprilysine, Mme). Validé pour la cytométrie en flux (FC). Idéal pour étudier la dégradation des neuropeptides et l'expression des marqueurs de surface cellulaire dans les modèles murins. - Q61391

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD10 conjugué
Remarques/Alias	Mme
Espèce	Souris
GeneID (humain)	4311
GeneID	17380
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 52-750 du CD10 de souris (NP_032630.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q61391
Poids moléculaire protéique	86 kDa
Expédition	Glacière