

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd10 Conjugué Pour La Cytométrie En Flux - Q61391

Numéro d'article: CM0005220

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le CD10 de souris (néprilysine) pour la cytométrie en flux. Validé sur des échantillons de souris, il reconnaît une métalloprotéase de surface cellulaire de 86 kDa impliquée dans la dégradation des peptides opioïdes et du FAN. Idéal pour l'immunophénotypage.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM anti-CD10 souris de lapin
Remarques/Alias	Mme
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	4311
GeneID (Souris)	17380
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 52-750 du CD10 de souris (NP_032630.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q61391
Poids moléculaire de la protéine	86 kDa
Expédition	Sac de glace