

Lapin Anti-Souris Cd102 Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - P35330

Numéro d'article: CM0007926



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CD102 de souris (ICAM-2), conjugué à l' pour la cytométrie en flux. Reconnaît le CD102 de souris, une molécule d'adhésion cellulaire de 31 kDa impliquée dans les interactions leucocytes-endothélium. Convient pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Souris CD102 mAb
Remarques/Alias	CD102; Ly-60; Icam-2
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3384
GeneID (Souris)	15896
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-222 du CD102 de souris (NP_034624.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P35330
Poids Protéique	31kDa
Expédition	Sac de glace