

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd102 Pour Cytométrie En Flux - P35330

Numéro d'article: CM0006084



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'ciblant le CD102 de souris (Icam-2) pour la cytométrie en flux (FC). Réactif avec les échantillons de souris ; idéal pour l'étude de l'adhésion leucocytaire, de la surveillance immunitaire et des interactions entre cellules endothéliales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-souris CD102
Remarques / Alias	CD102 ; Ly-60 ; Icam-2
Espèce	Souris
GeneID (humain)	3384
GeneID	15896
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-222 du CD102 de souris (NP_034624.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réaction croisée	Souris
SWISS	P35330
Poids de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace