

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd103 De Souris Conjugué À Pour La Cytométrie En Flux - Q60677

Numéro d'article: CM0010016

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le CD103 de souris (intégrine alpha-E). Validé pour la cytométrie en flux, réagit avec la souris. Utile pour étudier l'adhésion lymphocyte-épithéliale. Poids moléculaire ~129 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD103 de souris
Remarques/Alias	CD103 ; aM290 ; alpha-E1 ; A530055J10 ; alpha-M290
Espèce	Souris
GenelD (humain)	3682
GenelD	16407
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 191-385 du CD103 de souris (NP_032425.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q60677
Poids protéique	129 kDa
Expédition	Sac de glace