

Anticorps De Lapin Anti-Cd105/Endogline De Souris Pour Cytométrie En Flux - Q63961

Numéro d'article: CM0011954

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant CD105/Endogline de souris. Convient à la cytométrie en flux. Permet l'étude de l'angiogenèse, de la signalisation TGF-bêta/BMP et de la biologie vasculaire. Immunogène recombinant.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-CD105/Endogline de souris
Remarques/Alias	Endo ; CD105 ; S-endogline
Espèce	Souris
ID du gène (humain)	2022
ID du gène	13805
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q63961
Poids de la protéine	70 kDa
Expédition	Sac de glace