

Mab Lapin Anti-Souris Cd105/Endogline Pour Cytométrie En Flux - Q63961

Numéro d'article: CM0011424

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre la protéine CD105/Endogline de souris. Validé pour la cytométrie en flux, réactivité avec la souris. 70 kDa. Convient pour la recherche sur l'angiogenèse, la biologie vasculaire et la signalisation du TGF-beta.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-Souris CD105/Endogline
Remarques/Alias	Endo; CD105; S-endogline
Espèce	Souris
ID du gène (Humain)	2022
ID du gène (Souris)	13805
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-581 de la CD105 de souris (NP_031958.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q63961
Poids de la protéine	70kDa
Expédition	Sac isotherme réfrigéré