

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd105/Endogline Pour La Cytométrie En Flux - Q63961

Numéro d'article: CM0005422

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le CD105/Endogline de souris (Q63961). Immunogène recombinant pour la spécificité. Idéal pour la recherche sur l'angiogenèse et la biologie vasculaire basée sur la cytométrie en flux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD105/Endogline
Remarques/Alias	Endo ; CD105 ; S-endogline
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	2022
GeneID	13805
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-581 du CD105 de souris (NP_031958.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q63961
Poids moléculaire de la protéine	70 kDa
Expédition	Sac de glace