

Anticorps Monoclonal Rabbit Anti-Souris Cd112/Nectine-2 Pour Cytométrie En Flux - P32507

Numéro d'article: CM0008884



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD112/Nectine-2 conjugué à l', destiné à la cytométrie en flux. Il cible la nectine-2, une protéine d'adhésion cellulaire et modulateur des lymphocytes T ; adapté aux échantillons de souris dans la recherche sur la régulation immunitaire et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Rabbit anti-Mouse CD112/Nectin-2 mAb
Remarques / Alias	MPH; Pvr; Pvs; Cd112; Pvrl2; nectin-2
Espèce	Souris
ID du gène (Humain)	5819
ID du gène	19294
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 32 à 345 de CD112/Nectine-2 de souris (NP_033016.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P32507
Poids de la protéine	57kDa
Expédition	Sac isotherme réfrigéré