

Lapin Anti-Souris Cd117/C-Kit Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - P05532

Numéro d'article: CM0011525



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à I', validé pour la cytométrie en flux, ciblant le CD117/c-Kit de souris (SWISS : P05532). Détecte le récepteur de surface sur les cellules hématopoïétiques et germinales ; convient pour la recherche sur les cellules souches et l'analyse des mastocytes.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détail
Nom du Produit	Lapin anti-Souris CD117/c-Kit mAb
Remarques/Alias	W, Bs, Fdc, Ssm, SC01, SC05, SOW3, CD117, c-KIT, Tr-kit, Gsfsc01, Gsfsc05, Gsfscow3
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3815
GeneID	16590
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-523 du CD117/c-Kit de souris (NP_001116205.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P05532
Poids Protéique	22kDa/108kDa/109kDa
Expédition	Sac de glace