

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd117/C-Kit Conjugué Pour La Cytométrie En Flux - P05532

Numéro d'article: CM0009637



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD117/c-Kit conjugué, validé pour la cytométrie en flux. Réagit spécifiquement avec le CD117 de souris, idéal pour la recherche sur les cellules souches hématopoïétiques, les mastocytes et la mélanogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD117/c-Kit
Remarques/Alias	W ; Bs ; Fdc ; Ssm ; SC01 ; SC05 ; SOW3 ; CD117 ; c-KIT ; Tr-kit ; Gsfsc01 ; Gsfsc05 ; Gsfscow3
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	3815
Identifiant du gène	16590
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-523 du CD117/c-Kit de souris (NP_001116205.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P05532
Poids moléculaire de la protéine	22kDa/108kDa/109kDa
Expédition	Sac de glace