

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd117/C-Kit Pour Cytométrie En Flux - P05532

Numéro d'article: CM0005778



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le CD117/c-Kit de souris (SWISS : P05532). Convient pour la cytométrie en flux (FC), reconnaissant le récepteur de 22/108/109 kDa. Idéal pour la recherche sur les cellules souches et l'hématopoïèse.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détails
Nom du produit	Lapin anti-souris CD117/c-Kit mAb
Remarques/Alias	W ; Bs ; Fdc ; Ssm ; SC01 ; SC05 ; SOW3 ; CD117 ; c-KIT ; Tr-kit ; Gsfsc01 ; Gsfsc05 ; Gsfscow3
Espèce	Souris
ID de gène (Humain)	3815
ID de gène	16590
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-523 du CD117/c-Kit de souris (NP_001116205.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P05532
Poids de la protéine	22kDa/108kDa/109kDa
Expédition	Sac de glace