

Mab De Lapin Anti-Souris Cd119/Récepteur 1 De L'ifn-Gamma - P15261

Numéro d'article: CM0011718

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'indotétrine dirigé contre le CD119 murin (récepteur 1 de l'IFN-gamma). Adapté à la cytométrie en flux pour caractériser la signalisation de l'interféron gamma dans les cellules immunitaires. Spécifique de la souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-souris CD119/Récepteur 1 de l'IFN-gamma
Remarques/Alias	Ifgr; CD119; Ifngr; Nktar; IFN-gammaR
Espèce	Souris
GeneID (humain)	3459
GeneID	15979
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-250 du CD119/Récepteur 1 de l'IFN-gamma de souris (NP_034641.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P15261
Poids de la protéine	52 kDa
Expédition	Sac de glace