

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd11A Pour Cytométrie En Flux - P24063

Numéro d'article: CM0010675

Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué ciblant le CD11a de souris (Intégrine alpha-L). Idéal pour la cytométrie en flux (FC). Convient aux études d'adhésion des leucocytes et aux applications de recherche sur les cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-souris CD11a
Remarques/Alias	Cd11a; LFA-1; Ly-15; Ly-21; (p180); LFA-1A
Espèce	Souris
ID de gène (Humain)	3683
ID de gène	16408
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 149-340 du CD11a de souris (NP_001240801.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P24063
Poids moléculaire	128kDa
Expédition	Sac de glace