

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd11A De Souris Conjugué À Pour Cytométrie En Flux - P24063

Numéro d'article: CM0007736

Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin conjugué à reconnaît spécifiquement le CD11a de souris (chaîne alpha de LFA-1), et a été validé pour la cytométrie en flux (FC). Idéal pour l'immunophénotypage et les études d'adhésion des leucocytes dans les modèles murins.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD11a de souris
Remarques/Alias	Cd11a ; LFA-1 ; Ly-15 ; Ly-21 ; (p180) ; LFA-1A
Espèce	Souris
GeneID (humain)	3683
GeneID (souris)	16408
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P24063
Poids de la protéine	128 kDa
Expédition	Sac de glace