


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd11B Conjugué Pour Cytométrie En Flux (Fc) - P05555

Numéro d'article: CM0012320



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le CD11b de souris (Intégrine alpha-M). Adapté à la cytométrie en flux (FC). Réagit avec la souris. Idéal pour étudier l'adhésion leucocytaire, la fonction du récepteur du complément et la neuro-inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-souris CD11b conjugué
Remarques/Alias	CR3 ; CR3A ; MAC1 ; Cd11b ; Ly-40 ; Mac-1 ; Mac-1a ; CD11b/CD18 ; F730045J24Rik
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3684
GeneID	16409
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 143-337 du CD11b de souris (NP_032427.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P05555
Poids moléculaire protéique	127 kDa
Expédition	Sac de glace