


## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd11B Pour La Cytométrie En Flux - P05555

Numéro d'article: CM0008400



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le CD11b de souris (Intégrine alpha-M, P05555) pour la cytométrie en flux (FC). Validé sur des échantillons de souris ; idéal pour étudier l'adhésion des leucocytes, la fonction du récepteur du complément et la phagocytose.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                          |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD11b                                                                                 |
| Remarques/Alias                  | CR3, CR3A, MAC1, Cd11b, Ly-40, Mac-1, Mac-1a, CD11b/CD18, F730045J24Rik                                                         |
| Espèce                           | Souris                                                                                                                          |
| Identifiant du gène (Humain)     | 3684                                                                                                                            |
| Identifiant du gène              | 16409                                                                                                                           |
| Immunogène                       | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 143-337 du CD11b de souris (NP_032427.2) |
| Source                           | Lapin                                                                                                                           |
| Catégorie                        | Anticorps monoclonaux                                                                                                           |
| Application                      | FC                                                                                                                              |
| Réactivité croisée               | Souris                                                                                                                          |
| SWISS                            | P05555                                                                                                                          |
| Poids moléculaire de la protéine | 127kDa                                                                                                                          |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                    |